

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Mucadont-AS

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Ätzend

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Verursacht Verätzungen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Wassergefährdungsklasse: 2 (wassergefährdend)



Umwelt-
gefährlich

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

HYGIENEMAßNAHMEN: Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte oder

getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

HINWEISE FÜR SICHERE HANDHABUNG: Den Behälter fest verschlossen halten. Nur in

gut belüfteten Bereichen verwenden. **ATEMSCHUTZ:** Bei unzureichender Belüftung

Atemschutzgerät (Gasfiltertyp A) anlegen. **HANDSCHUTZ:** Gummi- oder Plastikhandschuhe.

AUGENSCHUTZ: Dichtschließende Schutzbrille. **KÖRPERSCHUTZ:** Langärmelige

Arbeitskleidung.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: GEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl. AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNGEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Wasservollstrahl. WEITERE ANGABEN ZU MAßNAHMEN BEI UNFÄLLEN UND BRÄNDEN: Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG: Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel).

ERSTE HILFE



Arzt:
112

ALLGEMEINE HINWEISE: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. **NACH EINATMEN:** Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

NACH HAUTKONTAKT: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. **NACH AUGENKONTAKT:** Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen. Augenärztliche Behandlung. **NACH VERSCHLUCKEN:** Viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN: Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen. **VERUNREINIGTE VERPACKUNGEN:** Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben. Ungereinigte Leergebinde sind wie der Inhaltsstoff zu behandeln.

Datum: 28.10.2008

Nr.: BA00342-0052

Datum:

Unterschrift: